

Quoi de neuf avec Progident/Smigg?

Votre solution Progident évolue constamment et la page « **Quoi de neuf** » vous informe rapidement sur les plus récentes améliorations de chaque logiciel Progident. N'hésitez pas à vous y référer!

Version 10.36.0

Améliorations mineures

Messagerie interne :

Afin de rapidifier les communications internes, la filtration par division est maintenant possible.

Version 10.32.0

Améliorations mineures

Messagerie interne :

Il est maintenant possible de configurer la fenêtre de communication interne de sorte qu'elle reste toujours ouverte.

Version 10.24.3

Ajustements techniques

Agenda :

Le restrictif selon le filtre à la fenêtre d'ouverture d'agenda pouvait afficher un message d'erreur

Version 10.21.0

Améliorations mineures

Mémo :

Il y a maintenant 12 champs références supplémentaire a l'onglet référence d'un mémo.

Version 10.21.0

Ajustements techniques

Edition, Éditeur d'information :

Le système tient compte de la ligne sélectionnée lors de navigation entre les fenêtres.

Habillement (Skin) :

Dans la fenêtre des thèmes, il n'est maintenant plus possible de faire appliquer un thème avant de le sélectionner. Il faut simplement faire Ok.

Version 10.13.0

Améliorations majeures

Habillement (Skin) :

Les thèmes du menu Système affichage ont été remplacés.

Version 10.13.0

Améliorations mineures

Icône :

Ajout d'une fonction par usager d'icônographie qui permet d'avoir les icônes de windows 8.

Ajustements techniques

Sécurité et accès :

Le message affiché lorsqu'un usager n'a pas d'accès à la consultation dans le générateur de rapport a été corrigé.

Version 10.12.4

Ajustements techniques

Edition, Éditeur d'information :

L'édition des valeurs valides (F12, liste déroulante) n'était plus possible.

Version 10.11.0

Améliorations majeures

Habillement (Skin) :

Les thèmes du menu Système affichage ont été remplacés.

Version 10.10.0

Ajustements techniques

Edition, Éditeur d'information :

Lors d'une copie simple (SHIFT-CTRL-INS) ou encore d'une copie multiple (CTRL-INS) le curseur demeure sur la ligne copiée, elle se retrouve plus à la fin de la liste.

Version 10.8.0

Améliorations mineures

Edition, Éditeur d'information :

Pour une gestion sans papier efficace, il est maintenant possible d'assigner, par usager, une couleur ou une police spécifique dans les notes cliniques par notre fonction <F12> propriétés.

Version 10.7.0

Améliorations mineures

Filtre d'édition :

Il est maintenant possible de restreindre la saisie d'un champ selon une liste de filtre prédéfinie, dans les paramètres d'édition d'un champ (F12).

Version 10.5.0

Améliorations mineures

Générateur de formulaire interactif :

A l'exécution d'un rapport en mode "Formulaire interactif", il est maintenant possible de dessiner sur une image et de sauvegarder celui-ci dans notre gestion documentaire.

Version 10.5.0

Ajustements techniques

Edition, Éditeur d'information :